

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd117/C-Kit Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P10721

Артикул: CM0006639



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CD117/c-Kit, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелено на человеческий рецептор KIT (P10721), играющий ключевую роль в выживании клеток, гематопоезе, поддержании стволовых клеток и меланогенезе. Идеально подходит для исследований в области онкологии и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD117/c-Kit Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Вид	Человек
GenelD (Человек)	3815
GenelD	3815
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-520 человеческого c-Kit (NP_000213.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом