


Кроличья Моноклональная Антитело К Anti-Cd117/C-Kit Для Вб, Фц, Ифа - P05532

Артикул: CM0006661



введение

Кроличья моноклональное антитело к CD117/c-Kit, валидированное для ВБ, ФЦ, ИФА. Реагирует специфично с мышью. Ключевой инструмент для исследований гемопоэза, стволовых клеток и меланомы. SWISS: P05532.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональное антитело к CD117/c-Kit
Примечания/Алиасы	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3815
GeneID	16590
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	109КДа/22КДа
Доставка	Холодильный пакет