

Поликлональные Антитела Anti-Cd119 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15261

Артикул: CM0021176

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против мышиноного CD119 (рецептор интерферона гамма 1). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживают мембранный рецептор массой 52 кДа, необходимый для противомикробного и противоопухолевого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличы rAb против CD119
Примечания/Псевдоним	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Вид	Мышь
ID гена	15979
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-250 мышиноного CD119. (NP_034641.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15261
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сухой лед