

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd11A Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Elisa - P24063

Артикул: CM0008430

введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD11a, валидированное для вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ELISA; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными образцами. Мишенью является 128 кДа интегрин альфа-L цепь (LFA-1), участвующая в адгезии лейкоцитов и иммунных функциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD11a
Примечания/Альтернативные названия	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	728642
GeneID	16408
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-340 мышиного CD11a (NP_001240801.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P24063
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом