


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd11A Для Wb, IHC-P, Elisa - P20701

Артикул: CM0007090



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против CD11a для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий CD11a (ITGAL) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов и взаимодействий иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11a Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; интегрин альфа-L; CD11a
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3683
ID гена	3683
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-340 человеческого CD11a (NP_002200.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20701
Молекулярный вес белка	119kDa/128kDa/134kDa
Доставка	Сумка со льдом