


Моноклональное Антитело Против Cd11A/Lfa-1A/Itgal Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P20701

Артикул: CM0002092



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Идеально для исследований адгезии лейкоцитов, иммунного синапса и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11a/LFA-1A/ITGAL Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3683
GeneID	3683
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1071-1170 человеческого CD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом