


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P20701

Артикул: CM0019341



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на CD11a/LFA-1A/ITGAL человека. Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований адгезии лейкоцитов и иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Вид	Человек
GeneID (человек)	3683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–340 человеческого CD11a/LFA-1A/ITGAL (NP_001107852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом