


Поликлональное Антитело Кролика Против Cd11B (Itgam) Для Вб, Игг-Г, Ифа - P05555

Артикул: CM0021310



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против интегрина мыши CD11b/ITGAM, валидировано для ВБ, ИГГ-Г и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально подходит для исследований адгезии лейкоцитов, функций комплементных рецепторов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11b кролик pAb
Примечания/Синонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
Вид	Мышь
GeneID (человек)	16409
GeneID	16409
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	Холодовой пакет