

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd11b Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П, Elisa - P11215

Артикул: CM0006617



введение

Кроличье mAb против CD11b, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П и ELISA. Подходит для работы с образцами человека, антитело нацелено на интегрин альфа-M (ITGAM), участвующий в адгезии лейкоцитов и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CD11b
Примечания/Альтернативные названия	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3684
GeneID	3684
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CD11b (NP_000623.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом