

Анти-CD11C Rabbit Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

Артикул: CM0011092



введение

CD11c Rabbit PolymAb® — это кроличье моноклональное антитело против человеческого интегрина альфа-X (CD11c), валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Оно реагирует с человеком и яванским макаком и идеально подходит для изучения адгезии моноцитов и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11c Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	CD11C; SLEB6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3687
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 311-410 человеческого CD11c (NP_000878.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P20702
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Ледяной пакет