

Анти-CD123 Кроличий Моноклональный Антитело Для Проточной Цитометрии, Ифа - P26952

Артикул: CM0004193

введение

Кроличий моноклональный антитело к CD123 (IL-3Rα) для проточной цитометрии и ИФА. Взаимодействует с мышиным CD123; рекомбинантный иммуноген, соответствующий внеклеточному домену. Идеально подходит для исследований гемопоэза и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD123 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CD123; SUT-1; CDw123
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3563
GeneID (Мышь)	16188
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-331 мышинового CD123 (NP_032395.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26952
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете