


Поликлональное Антитело Против Cd123/Альфа-Субъединицы IL-3R (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P26951

Артикул: CM0019944



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD123/IL-3RA — лиганд-связывающей альфа-субъединицы рецептора интерлейкина-3. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с мышью. Идеально подходит для исследований гемопоэза, лейкозных стволовых клеток и изучения передачи сигналов в клетке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD123 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha
Вид	Человек
GeneID	3563
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 20–305 человеческого CD123 (NP_002174.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26951
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами