

Моноклональное Антитело Против Cd127/IL-7Rα () Для Проточной Цитометрии — P16871

Артикул: CM0004717



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому белку CD127/IL-7Rα, валидированное для проточной цитометрии. Распознает IL-7Rα человека и обезьяны-крабоеда. Идеально подходит для исследований в области иммунологии, развития иммунных клеток и изучения мишеней заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеку/обезьяне CD127/IL-7Rα
Примечания/Альтернативные названия	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	3575
ID гена	3575
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-236 человеческого белка CD127/IL-7Rα (NP_002176.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Крабоед (макак-крабоеда)
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52кДа
Доставка	С пакетом льда