

Моноклональное Антитело Против Cd127/Il7R Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Пермеабиллизированных Клетках, Ифа - P16871

Артикул: CM0003543



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против CD127/IL7R, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабиллизированных клетках, ИФА; реагирует с CD127 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований развития Т-клеток и передачи сигналов цитокинами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD127/IL7R
Примечания/Альтернативные названия	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3575
GeneID	3575
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 белка CD127/IL7R человека (P16871).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на пермеабиллизированных клетках (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом