

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd127/IL7R Для Wb И Elisa - P16871

Артикул: CM0016320



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD127 (альфа-цепь рецептора IL-7), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышью. Подходит для исследований в области иммунологии и сигнализации рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD127/IL7R кроличья пАт
Примечания/алиасы	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Вид	Человек
GeneID	3575
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 21-239 человеческого CD127/IL7R (NP_002176.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет