

Анти-Cd13 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - P97449

Артикул: CM0020002

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против мышиногo CD13 (аминопептидазы N), валидированная для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Участвует в процессинге пептидов и ангиогенезе. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD13 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	Arp; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Вид	Мышь
GeneID	16790
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-966 мышиногo CD13 (NP_032512.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P97449
Молекулярный вес белка	109 кДа
Доставка	С ледяным пакетом