


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd130/Gp130 Для Проточной Цитометрии - Q00560

Артикул: CM0005084



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD130/gp130, валидированное для проточной цитометрии. Молекулярная масса мишени 102 кДа. Подходит для исследований сигнального пути IL-6 и изучения цитокиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD130/gp130 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3572
ID гена (Мышь)	16195
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Кросс-реактивность	Мышь
SWISS	Q00560
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Сумка со льдом