


Кроличыи Поликлональные Антитела К Cd132 Для Wb, Elisa - P34902

Артикул: CM0021940



введение

Кроличыи поликлональные антитела против мышиногo CD132 (IL-2RG, gammaC), валидированные для методов WB и ELISA. Распознают крысиный CD132. Подходят для исследований цитокиновой сигнализации и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CD132
Примечания/Синонимы	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
Вид	Мышь
ID гена	16186
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-263 мышиногo CD132 (NP_038591.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P34902
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом