


Поликлональные Антитела К Cd132/IL-2 R Gamma Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P31785

Артикул: CM0023829



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CD132/IL-2 R gamma (общая гамма-цепь). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышью. Подходят для изучения сигнальных путей цитокиновых рецепторов и исследований первичных иммунодефицитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD132/IL-2 R gamma Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3561
GeneID	3561
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-369 человеческого CD132/IL-2 R gamma (NP_000197.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P31785
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент