

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cd133 (Prom1) Для Wb, Ip, If-P, Ифа — O54990

Артикул: CM0005871

введение

Кроличья моноклональная антитело к CD133, валидированная для WB, IP, IF-P, ИФА. Реагирует с мышинными и крысиными образцами. Обнаруживает белок проминин-1 с молекулярной массой ~97 кДа — ключевой регулятор дифференцировки клеток и морфогенеза дисков сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к CD133
Примечания/алиасы	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Proml1; 492416E19Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	8842
ID гена	19126
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20–107 мышиноного CD133 (NP_001157049).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O54990
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодовой пакет