

Анти-Cd134 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P47741

Артикул: CM0019703

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против мышиного CD134/OX40, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходят для изучения костимуляторного пути Т-клеток и долгосрочного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD134 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txgp1; TXGP1L
Вид	Мышь
GeneID	22163
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-211 мышиного CD134 (NP_035789.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P47741
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом