


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd137 Для Wb, If/Icc, Elisa — P20334

Артикул: CM0007744



введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD137 (4-1BB), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Распознает костимуляторный рецептор Т-клеток TNFRSF9 для поддержки исследований в области иммуноонкологии и биологии Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD137
Примечания/алиасы	ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040I11Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3604
GeneID	21942
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20334
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом