

Моноклональное Антитело Против Cd138 Для Проточной Цитометрии - K7Gnf5

Артикул: CM0005491

введение

Высококачественное конъюгированное кроличье моноклональное антитело против свиного CD138 (SDC1, синдесан-1), валидированное для проточной цитометрии у свиней. Рекомбинантный белковый иммуноген. Идеально подходит для изучения биогенеза экзосом, взаимодействий клетка-матрикс и развития зубов. 32 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против свиного CD138 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	SDC1, синдесан-1
Вид	Свинья
GeneID (Человек)	6382
GeneID	100519770
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Свинья
SWISS	K7GNF5
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом