

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd138/Syndecan-1 Для Игх-П, Ифа — P18827

Артикул: CM0007267



введение

Это кроличье моноклональное антитело выявляет CD138/Syndecan-1 человека — протеогликан клеточной поверхности. Подходит для применения в ИГХ-П и ИФА в исследованиях и разработке диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к CD138/Syndecan-1
Примечания/синонимы	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6382
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD138/Syndecan-1 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом