

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd138/Syndecan-1 Для ВБ - P18827

Артикул: CM0009802



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD138/Syndecan-1 (SWISS: P18827), валидированное для ВБ, IF-P, ИHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными антигенами. Идеально подходит для ИВД исследований и разработки диагностических систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD138/Syndecan-1
Примечания/Алиасы	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6382
ID гена	6382
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 23-254 человеческого синдекана 1 (P18827)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом