

Анти-Cd138/Syndecan-1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, Elisa - P18827

Артикул: CM0017893



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого CD138/Syndecan-1 (UniProt P18827). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с человеческим и мышинным образцами. Идеально подходят для исследований экзосом и матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD138/Syndecan-1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SDC; CD138; SYND1; синдекан; CD138/Syndecan-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6382
ID гена	6382
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-240 человеческого CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P18827
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом