

Моноклональное Анти-Cd13/Anпер Антитело Для Проточной Цитометрии - P15144

Артикул: CM0004751



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD13/ANPEP, специально разработанное для применения в проточной цитометрии (FC). Иммуноген охватывает аминокислоты 69-967. Полезно для исследований в области иммунологии и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Примечания/Псевдоним	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид	Человек
GeneID (Человек)	290
GeneID	290
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-967 человеческого CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярный вес белка	110 кДа
Доставка	Сумка со льдом