

Моноклональное Антитело Anti-Cd13/Anper Для Проточной Цитометрии — P15144

Артикул: CM0007994



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD13/ANPEP (P15144), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на аминопептидазу широкой специфичности, участвующую в переваривании пептидов, ангиогенезе и проникновении вирусов. Идеально подходит для иммунофенотипирования и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье античеловеческое мАб против CD13/ANPEP
Примечания/синонимы	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид	Человек
GeneID (человек)	290
GeneID	290
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69–967 человеческого CD13/ANPEP (NP_001141.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом