

Моноклональное Антитело Против Cd13/Anпер Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P15144

Артикул: CM0003107



введение

Высококачественное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD13/ANPER, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, IF-P, ИHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований функции аминопептидазы N и взаимодействий хозяин-вирус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD13/ANPER
Примечания/Альтернативные названия	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPER
Вид	Человек
ID гена (Человек)	290
ID гена	290
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого CD13/ANPER (P15144)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15144
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом