

Моноклональное Антитело Против Cd13/Anпер Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - P15144

Артикул: CM0003503



введение

Кролиچه моноклональное антитело к CD13/ANPER, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, проточной цитометрии, ИФА; иммуноген - рекомбинантный человеческий CD13 (а.о. 69-967); 110 кДа; для диагностического и исследовательского применения, нацеленное на аминокептидазу N.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه моноклональное антитело к CD13/ANPER
Примечания/Альтернативные названия	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPER
Вид	Человек
GeneID (человек)	290
GeneID	290
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-967 человеческого CD13/ANPER (NP_001141.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), Проточная цитометрия (FC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	В термосумке со льдом