

Поликлональное Антитело Против Cd13/Anпер Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P15144

Артикул: CM0030363



введение

Кроличье пАт против CD13/ANPEP представляет собой поликлональное антитело, нацеленное на аминопептидазу N. Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА; проявляет перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения процессов переваривания белков, ангиогенеза и механизмов вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт против CD13/ANPEP
Примечания/Альтернативные названия	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Вид	Человек
GeneID (человек)	290
GeneID	290
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 668-967 человеческого CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15144
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодовой пакет