


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd14 Для Wb - P10810

Артикул: CM0009848



введение

Кроличье моноклональное антитело против CD14 мыши, валидированное для WB, FC, ELISA. Реагирует с образцами мыши, обнаруживает белок ~39 кДа. Подходит для изучения врожденного иммунитета и сигнального пути LPS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD14
Примечания/Псевдоним	CD14
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	929
ID гена (Мышь)	12475
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-345 CD14 мыши (NP_033971.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10810
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	Сумка со льдом