


Поликлональные Антитела Против Cd141/Тромбомодулина Для Wb, Ihc-P, If/Icc И Ифа - P07204

Артикул: CM0029856



введение

Кроличьи поликлональные антитела к тромбомодулину, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный CD141/THBD; белок регулирует свертывание крови и воспаление. Идеально подходят для исследований сердечно-сосудистой системы и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к CD141/Тромбомодулину
Примечания/Альтернативные названия	TM, THRM, ANUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPM12, CD141/Тромбомодулин
Вид	Человек
GeneID (человек)	7056
GeneID	7056
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 19-515 человеческого CD141/Тромбомодулина (NP_000352.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07204
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовой пакет