


Кроличья Моноклональная Антитела К
Cd141/Тромбомодулин Для Ihc-P, If/Icc, Fc, Ифа - P07204

Артикул: CM0002353



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD141/Тромбомодулин (THBD), валидирована для ИГГ-парафин, ИФ/ИКК, проточной цитометрии и ИФА. Подходит для исследований коагуляции, воспаления и биологии эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CD141/Тромбомодулин
Примечания/Алиасы	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPN12; CD141/Тромбомодулин
Вид	Человек
GeneID (человек)	7056
GeneID	7056
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 человеческого CD141/Тромбомодулина (NP_000352.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Айс-бокс