


Анти-Cd141/Тромбомодулин, Кроличий Polymab® Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Fc, Elisa — P07204

Артикул: CM0006516



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD141/тромбомодулина. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для исследований коагуляции, воспаления и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD141/тромбомодулин, кроличий PolymAb®
Примечания/синонимы	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPN12
Вид	Человек
GeneID (человек)	7056
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 человеческого CD141/тромбомодулина. (NP_000352.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет