

Моноклональное Антитело Против Cd142 (Тканевого Фактора) Для If/Icc, Fc - P13726

Артикул: CM0011610



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD142/Тканевый фактор, валидировано для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген, перекрестно реагирует с человеком. Идеально для исследований гемостаза и коагуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческое CD142 mAb
Примечания/Альтернативные названия	TF; TFA; CD142
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2152
ID гена	2152
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-251 человеческого CD142 (NP_001984.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13726
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом