

Моноклональное Антитело Anti-Cd144/VE-Cadherin Для Проточной Цитометрии (Fc) - P33151

Артикул: CM0009513

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого CD144/VE-кадгерина. Подходит для проточной цитометрии, перекрестно реагирует с человеческим белком, молекулярная масса 88 кДа, рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD144/VE-Cadherin
Примечания/Синонимы	7B4; CD144
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1003
GeneID	1003
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-593 человеческого CD144/VE-Cadherin (NP_001786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33151
Молекулярная масса белка	88 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом