

Моноклональное Антитело Anti-Cd144/Ve Cadherin Для Проточной Цитометрии - P33151

Артикул: CM0003987

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD144/VE Cadherin, конъюгированное с для прямой проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунотипирования эндотелиальных клеток и исследований в области сосудистой биологии, способствуя изучению адгезии и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
Примечания/Псевдоним	7B4; CD144
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1003
ID гена	1003
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-593 человеческого CD144/VE Cadherin (NP_001786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33151
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка-холодильник