

## Поликлональные Антитела Против Cd146 Для Вб, Ифа - P43121

Артикул: CM0021329



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CD146 (MUC18) для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышиными и крысиными гомологами. Для изучения клеточной адгезии, метастазирования меланомы и биологии эндотелия.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD146 Rabbit pAb                                                                                               |
| Примечания/алиасы         | CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                        |
| ID гена (человек)         | 4162                                                                                                           |
| ID гена                   | 4162                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 546-645 человеческого CD146 (NP_006491.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                        |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                           |
| SWISS                     | P43121                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 72 кДа                                                                                                         |
| Доставка                  | С холодоэлементом                                                                                              |