

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd146 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - Q8R2Y2

Артикул: CM0004699

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к CD146, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, проточной цитометрии и ИФА, с реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Идеально для исследований клеточной адгезии и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD146 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4162
GeneID	84004
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-563 мышиного CD146 (NP_075548.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8R2Y2
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом