

Моноклональное Антитело Anti-Cd146/Mcam Для Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Артикул: CM0011459



введение

Высокопроизводительное рекомбинантное моноклональное антитело, направленное против человеческого CD146/MCAM (P43121, 72 кДа). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Играет роль в клеточной адгезии и метастазировании опухолей, идеально подходит для исследований в области онкологии и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD146/MCAM Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Вид	Человек
GeneID	4162
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-559 человеческого CD146/MCAM (NP_006491.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	Сумка со льдом