


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd146/Mcam Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P43121

Артикул: CM0006916



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD146/MCAM (MUC18). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 26-350). Подходит для исследований в сосудистой биологии и метастазирования меланомы. ~72 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD146/MCAM Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Вид	Человек
Gene ID (Human)	4162
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-350 человеческого CD146/MCAM (NP_006491.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом