


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd146/Mcam Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P43121

Артикул: CM0007729



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD146/MCAM (P43121), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований клеточной адгезии, прогрессии меланомы и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD146/MCAM Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM
Вид	Человек
ID гена	4162 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 547-646 человеческого CD146/MCAM (P43121)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43121
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом