


Кроличий Моноклональный Антитело Anti-Cd146/Mcam Для Wb, Ihc-P, If/Icc - P43121

Артикул: CM0010982



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого CD146/MCAM (псевдонимы MUC18, MelCAM), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Рекомбинантный иммуноген, перекрестная реактивность с человеком; идеально подходит для изучения прогрессии меланомы и эндотелиальной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб CD146/MCAM
Примечания/Псевдоним	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Вид	Человек
GeneID (человек)	4162
GeneID	4162
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-559 человеческого CD146/MCAM (NP_006491.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	Сумка со льдом