

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd147 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P18572

Артикул: CM0002382



введение

Кроличыи моноклональные антитела против CD147, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах мыши. Направлены против базигин (EMMPRIN) для исследований развития сетчатки, адгезии иммунных клеток и транспорта монокарбоксилатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к CD147
Примечания/Алиасы	HT-7; CD147; EMMPRIN
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	682
GeneID	12215
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 141-302 мышиного CD147 (NP_033898.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18572
Молекулярная масса белка	42кДа
Доставка	Айс-пак