

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd147/Bsg Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P35613

Артикул: CM0006123



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD147/BSG (Basigin, EMMPRIN) для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком; поддерживает исследования опухолевой прогрессии, ангиогенеза и микробных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD147/BSG Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	682
ID гена	682
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого CD147/BSG (P35613).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35613
Молекулярная масса белка	19кДа/22кДа/29кДа/42кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом