

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti- Cd147/Bsg Для Wb, Ihc-P, Elisa — P35613

Артикул: CM0007067



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD147/BSG (эпитоп aa 286–385), для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Подходит для исследований в области биологии рака, развития сетчатки и взаимодействия хозяина с патогенами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD147/BSG Rabbit mAb
Примечания/синонимы	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	682
Идентификатор гена	682
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P35613
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент