

Поликлональное Кроличье Антитело Против Cd147/Bsg Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — P35613

Артикул: CM0016940



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому CD147/BSG (Basigin/EMMPRIN) для WB, IHC-P, IP, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. CD147 участвует в инвазии опухолевых клеток, ангиогенезе, передаче сигналов иммунными клетками и проникновении патогенов. Подходит для исследований в области IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD147/BSG
Примечания/синонимы	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Вид	Человек
GeneID (человек)	682
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 286-385 человеческого CD147/BSG (NP_001719.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35613
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом