

Моноклональное Антитело Против Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии — Q9Qum4

Артикул: CM0005180

введение

Кроличье моноклональное антитело к CD150/SLAM, реагирующее с мышиным антигеном, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на сигнальную молекулу активации лимфоцитов (SLAMF1) с молекулярной массой 38 кДа, участвующую в активации и дифференцировке иммунных клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD150/SLAM
Примечания/алиасы	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	6504
GeneID	27218
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 25-242 мышинного CD150/SLAM (NP_038758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QUM4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом