

Моноклональное Антитело Против Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии - Q13291

Артикул: CM0010925



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD150/SLAM (SLAMF1), для проточной цитометрии. Распознает сигнальную молекулу активации лимфоцитов массой 37 кДа, участвующую в регуляции иммунных клеток. Перекрестно реагирует с человеческим.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
Примечания/Псевдоним	SLAM; CD150; CDw150
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6504
ID гена	6504
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-237 человеческого CD150/SLAM (NP_003028.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13291
Молекулярный вес белка	37kDa
Доставка	Сумка со льдом